




# Hvordan måle riktig


- Pasienten bør måles når benet er på sitt minste
- Pasienten bør måles i stående stilling, hvis mulig
- Benets størrelse bør opprettholdes som det var ved måltaking, for å oppnå en god tilpasning



## Lengdemål

Målingene starter fra ankelknokene (malleolene)

- **Lengdemål ℓ mall. - knehase**  
Medial lengde fra senter av ankelknoken til kneskålen. (ℓ mall. - knehase er der plagget normalt vil starte og slutte.)
- **Lengdemål ℓ mall. - E**  
Lateral lengde fra senter av ankelknoken til senter av kneskålen.
- **Lengdemål ℓ mall. - G**  
Medial lengde fra senter av ankelknoken til lyske, tilstrekkelig under pubisområdet slik at plagget ikke gir ubehag. (ℓ mall.- G er der plagget normalt vil starte og slutte.)
- **Lengdemål ℓ mall. - K**  
Lateral lengde fra senter av ankelknoken til glutealfold.
- **Lengdemål ℓ mall.**  
Lengden fra gulvet og opp til senter av ankelknoken.
- **Lengdemål ℓ A-Y**  
Lengden fra tærenes base til der fot og ankel møtes.
- **Lengdemål ℓ A**  
Lengden fra tærenes base til bak på helen.
- **Lengdemål ℓ P<sub>2</sub>**  
Målbåndet går fra en ankelknoke, ned under helen og opp til andre ankelknoke.



## Omkretsmål

- Ta målene uten å stramme
- Målene må tas fra senter av malleolene og hver 5. cm oppover benet

- **Målepunkt c mall.**  
Senter av malleolene
- **Målepunkt c E**  
Midt på kneskålen/patella
- **Målepunkt c Y**  
Omkrets rundt hælen og vrist
- **Målepunkt c H**  
Omkrets rundt fotbuen
- **Målepunkt c A**  
Omkrets ved tærenes base

- Prisforespørsel  
 1. bestilling  Rebestilling

**Målsydde benplagg**  
**Fax 52 84 45 09**

**CIRCAID**  
 by medi

**medi**

Navn Pasient: \_\_\_\_\_

Fakt.adr: \_\_\_\_\_

Lev.adr: \_\_\_\_\_

Måltaker: \_\_\_\_\_ Telefon/e-post: \_\_\_\_\_

Best.dato: \_\_\_\_\_

**Målene tas uten stramming! Alle mål tas i cm.**

Ben Omkretser			Ben Lengder	
Venstre	Høyre		Venstre	Høyre
	85			
	80		<input type="text"/> $\ell$ mall. - K <input type="text"/>	
	75			
	70			
	65			
	60		<input type="text"/> $\ell$ mall. - G <input type="text"/>	
	55			
	50			
	45			
	40		<input type="text"/> $\ell$ mall. - E <input type="text"/>	
	35			
	30			
	25			
	20			
	15			
	10			
	05		<input type="text"/> $\ell$ mall. - knehase <input type="text"/>	
	$\epsilon$ E			
	$\epsilon$ mall.			

Målene må tas fra ankelknoken og hver 5. cm oppover

Fot Omkretser		Fot Lengder	
Venstre	Høyre	Venstre	Høyre
<input type="text"/> $\epsilon$ mall.	<input type="text"/>	<input type="text"/> $\ell$ P <sub>2</sub>	<input type="text"/>
<input type="text"/> $\epsilon$ Y	<input type="text"/>	<input type="text"/> $\ell$ mall.	<input type="text"/>
<input type="text"/> $\epsilon$ H	<input type="text"/>	<input type="text"/> $\ell$ A - Y	<input type="text"/>
<input type="text"/> $\epsilon$ A	<input type="text"/>	<input type="text"/> $\ell$ A	<input type="text"/>

$\ell$ P<sub>2</sub>: lengde fra ankelknokke til ankelknokke

Målsydde valgmuligheter ben			Standard valgmuligheter fot		Målsydde valgmuligheter fot	
<b>Juxta-Fit™ Premium</b>	Venstre	Høyre	Antall	<input type="checkbox"/> EZ Single-Band AFW™	<b>Juxta-Fit™ Premium AFW</b>	
<input type="checkbox"/> Lower Leg/fra kne-ankel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> PAC Band™ AFW	<input type="checkbox"/> Sydd på	<input type="checkbox"/> Separat
<input type="checkbox"/> Lower Leg med kne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> Juxta-Fit™ Premium Interlocking AFW		
<input type="checkbox"/> Knee piece/separat knedel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> Juxta-Fit™ Premium AFW		
<input type="checkbox"/> Upper Leg/lår <input type="checkbox"/> uten lateral forhøyning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<b>Fargevalg Cover up/Overtrekk</b>		
<input type="checkbox"/> Upper Leg with knee <input type="checkbox"/> uten lateral forhøyning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<input type="checkbox"/> Beige	<input type="checkbox"/> Svart	
<input type="checkbox"/> Whole Leg/fra ankel til lyske <input type="checkbox"/> uten lateral forhøyning	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____	<b>Merknader:</b>		
<b>Classic Flex™</b> <input type="checkbox"/> Lower Leg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____			
<b>Graduate™</b>						
<input type="checkbox"/> Boot/Støvel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____			
Lower Leg <input type="checkbox"/> with boot <input type="checkbox"/> without boot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____			
Whole Leg <input type="checkbox"/> with boot <input type="checkbox"/> without boot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	_____			

CircAid® uelastiske kompresjonsplagg